

PRODUKTÜBERSICHT

01/2022

ABDECKUNG



CADITEC Medical + Technic GmbH

Kilianstrasse 22
55543 Bad Kreuznach
Email: info@caditec-medizintechnik.de

Telefon 0049 (0) 6 71 - 3 03 29
Telefax 0049 (0) 6 71 - 92 03 59 44

www.caditec-medizintechnik.de

KATEGORIE	INHALTE	REF-Nr.	Seite
KAMERABEZÜGE	FLEXASOFT® Lichtkabel-Bezug	31301	6
		31801	
	FLEXASOFT® Projektor-Bezug	31810	7
	FLEXASOFT® Lichtkabel-Bezug	31401	
	FLEXASTER® Lichtkabel-Bezug	32150	8
	OPTASTER® Lichtkabel-Bezug	32160	
	OPTANORM® Lichtkabel-Bezug	31460	9
	FLEXASOFT® Sonographie-Bezug	31331	10
ULTRASCHALLBEZÜGE / GEL	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug für Gel	31011	11
		31015	
		31020	
		31200	12
ULTRASCHALLBEZÜGE / HAFTFOLIE LINEAR	INFO Ultraschall-Bezüge LINEAR / CONVEX		13
	Gebrauchsanweisung Ultraschall-Bezug LINEAR		14
	FLEXASOFT® Ultraschall-Abdeckung mit Haftfolie	31800	15
	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie	31803	
		31805	
		31808	16
		31812	
	31825		
ULTRASCHALLBEZÜGE / HAFTFOLIE CONVEX	Gebrauchsanweisung Ultraschall-Bezug CONVEX		17
	FLEXASOFT® Ultraschall-Abdeckung mit Haftfolie	31900	18
	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie	31903	
		31905	
		31908	19
		31912	
	31925		

KATEGORIE	INHALTE	REF-Nr.	Seite
VERSCHLUSSBEUTEL	UNILINE® Fußschalter-Bezug	30008	20
		30008U	
	UNILINE® Verschluss-Beutel	30009	
		30009U	
C-BOGEN-ABDECKUNGEN	Mögliche Varianten / nach Hersteller		21
SPANGENBEZÜGE C-SET / 2-TEILIG	INFO Spangenbezüge 2-teilig		27
	STERINORM® Spangenbezüge C-Set 2-teilig	34101	28
		34102	
		34103	
		34104	
SPANGENBEZÜGE C-SET / 3-TEILIG	INFO Spangenbezüge 3-teilig		29
	STERINORM® Spangenbezüge C-Set 3-teilig	34131	30
		34141	
		34151	
		34161	
		34171	
SPANGENBEZÜGE C-SET / 3-TEILIG - ZIEHM	INFO Spangenbezüge 3-teilig / Ziehm		31
	STERINORM® Spangenbezüge C-Set 3-teilig / Ziehm	34132	32
		34172	
FORMBEZÜGE C-SET / KURZ	INFO Formbezüge C-Set / Länge 1650 mm		33
	FLEXANORM® Formbezüge C-Set / Länge 1650 mm	34521	34
		34531	
		34541	
		34551	
	34561		
FORMBEZÜGE C-SET / LANG	INFO Formbezüge C-Set / Länge 1650 mm		35
	FLEXANORM® Formbezüge C-Set / Länge 1810 mm	34731	36
		34741	
		34751	
		34761	

KATEGORIE	INHALTE	REF-Nr.	Seite
C-BOGEN-ABDECKUNGEN	FLEXASOFT® C-Bogen-Beutel	30220	37
	FLEXASOFT® C-Bogen-Haube	30285	38
		30295	
	FLEXASOFT® Form-Bezug	30275	39
		30276	
	STERINORM® ISO-C-Bezug	32600	40
		32700	
		32800	41
ABDECKBEUTEL / BODENNAHT	STERINORM® Bodennaht-Beutel	30045	42
		30065	
		30085	
		30160	
		30180	43
		30200	
ABDECKBEUTEL / FLACHBODEN	STERINORM® Flachboden-Beutel	30061	44
		30077	
		30079	
		30086	
		30094	45
		30096	
ABDECKHAUBEN / VIERECK	STERINORM® Viereck-Haube	38025	46
		38030	
		38060	
		38070	
		38110	47
		38040	
ABDECKHAUBEN / RUND	STERINORM® Rund-Haube	38020U	48
		38080	
		38100	

KATEGORIE	INHALTE	REF-Nr.	Seite
		38125	
		38140	49
SCHEIBEN-ABDECKUNGEN	STERINORM® Röntgenscheiben-Bezug	30741	50
		30791	
	UNILINE® Bleilamellen-Bezug	35408	51
KLEBE-ABDECKUNGEN	UNILINE® Klebe-Folientuch	39141	52
	UNILINE® Bildschirm-Abdeckung	37054	53
		37057	
		37059	
	UNILINE® Fernbedienungs-Bezug	30002	54
		30002U	
TUR-ABDECKUNGEN	UNIFLEX® TUR-Auffangschürze mit Bindebändern	37930	55
		37930U	
	UNIFLEX® TUR-Auffangschürze mit Halsauschnitt	37931	56
		37931U	
	UNIFLEX® TUR-Auffangschürze mit Tisch-Auflagefläche	37932	57
		37932U	
	UNIFLEX® TUR-Auffangbeutel	37935	58
		37935U	
	UNIFLEX® TUR-Faltenschlauch	32017U	59
	INFO Faltenschlauch + Filtersieb		
PRODUKTVERPACKUNG + IMPRESSUM			60
ZEICHEN- UND SYMBOLERKLÄRUNG			61

FLEXASOFT® Lichtkabel-Bezug

Steriler Kamerabezug mit Kabelschutzbezug für Kameras und Lichtleitkabel für endoskopische oder arthroskopische Eingriffe

- PE-Schlauchfolie, antistatisch
- teleskopgefaltet auf 35 cm
- perforierte Spitze
- PE-Etikett als Einführhilfe
- 2 Klebestreifen, blau, 195 x 18 mm



REF 31301

Größe:
130 x 2500 mm

STERILE R **CE 0197**

PZN07598986

Verpackungseinheit: 100 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 4
 Karton: 98003-48
 Maße: 400 x 400 x 230 mm
 Gewicht inkl. Karton: 4,3 kg



REF 31801

Größe:
180 x 2500 mm

STERILE R **CE 0197**

PZN07599069

Verpackungseinheit: 100 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 4
 Karton: 98003-48
 Maße: 400 x 400 x 230 mm
 Gewicht inkl. Karton: 5,0 kg



FLEXASOFT® Projektor-Bezug

- PE-Schlauchfolie, antistatisch
- teleskopgefaltet auf 35 cm,
- geschlossene Spitze
- PE-Etikett als Einführhilfe
- 2 Klebestreifen, blau, 195 x 18 mm



REF 31810

Größe:
180 x 2400 mm

STERILE R CE 0197

PZN07758929

Verpackungseinheit: 50 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 4
Karton: 98008-T4
Maße: 290 x 218 x 188 mm
Gewicht inkl. Karton: 2,4 kg



FLEXASOFT® Lichtkabel-Bezug

Steriler Kamerabezug mit Kabelschutzbezug und Einführkarton für Kameras und Lichtleitkabel für endoskopische oder arthroskopische Eingriffe

- PE-Schlauchfolie
- antistatisch
- teleskopgefaltet auf 35 cm
- perforierte Spitze
- Einführkarton bedruckt
- mit Kabelösen
- 1 Klebestreifen



REF 31401

Größe:
130 x 2500 mm

STERILE R CE 0197

PZN07599046


Verpackungseinheit: 100 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 4
Karton: 98003-48
Maße: 400 x 400 x 230 mm
Gewicht inkl. Karton: 4,8 kg



FLEXASTER® Lichtkabel-Bezug

Ringbezug mit PE-Kabelschutzbezug und Balgfaltung im Ring für Kameras und Lichtleiterkabel für endo-, laparo- und arthroskopische Eingriffe. Die Spezialfolie ist hoch transparent, antistatisch vorbehandelt und mit Schutzmanschette und Kabelklemmen ausgerüstet.

- PE-Folie, antistatisch
- PE-Ring, Durchmesser: 100 mm mit Balgfaltung
- 1 Klebestreifen, an der Schlauchöffnung befestigt



REF 32150

Größe:
150 x 2500 mm

STERILE R CE 0197

PZN07599684

Verpackungseinheit: 100 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 4
 Karton: 98002-24
 Maße: 600 x 400 x 290 mm
 Gewicht inkl. Karton: 7,3 kg



OPTASTER® Lichtkabel-Bezug

Der Ringbezug mit Optikadapter sorgt für ein geschlossenes Schlauchsystem, bei dem die Kamera an der Innenseite konnektiert und die sterile Optik nach Bedarf aufgesetzt und fixiert wird.

- PE-Folie, antistatisch
- PE-Ring, Durchmesser: 100 mm mit Balgfaltung
- Optik-Adapter für alle Kamerasysteme




REF 32160

Größe:
150 x 2500 mm

STERILE R CE 0197

PZN07599690

Verpackungseinheit: 50 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 2
 Karton: 98001-32
 Maße: 600 x 400 x 205 mm
 Gewicht inkl. Karton: 4,9 kg



OPTANORM® Lichtkabel-Bezug

Der Teleskopbezug mit Optikadapter sorgt für ein geschlossenes Schlauchsystem, bei dem die Kamera an der Innenseite konnektiert und die sterile Optik nach Bedarf aufgesetzt und fixiert wird.

- PE-Folie
- antistatisch
- Einführkarton, bedruckt
- mit Kabelösen
- Optik-Adapter für alle Kamerasysteme



REF 31460

Größe:
130 x 2500 mm

STERILE R **CE 0197**

PZN07599052

Verpackungseinheit: 50 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 4
Karton: 98001-32
Maße: 600 x 400 x 205 mm
Gewicht inkl. Karton: 3,9 kg



FLEXASOFT® Sonographie-Bezug

- PE-Folie
- antistatisch
- teleskopgefaltet auf 29 cm
- perforierte Spitze
- PE-Etikett als Einführhilfe
- 2 Klebestreifen




REF 31331

Größe:
310 x 1850 mm

STERILE R **CE 0197**

PZN07598992

Verpackungseinheit: 50 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 4
 Karton: 98004-96
 Maße: 400 x 290 x 155 mm
 Gewicht inkl. Karton: 3,6 kg



FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug für Gel

Für Anwendungen mit Gel.
Durch die glatte Bodenfläche entsteht eine breite Auflagefläche für den Ultraschallkopf, welche eine optimale Transmission ermöglicht.

- PE-Seitennahtbeutel
- Schlauchende nahtfrei



REF 31011

Größe:
110 x 450/50 mm

- z.B. für Hitachi
- 1 Klebestreifen blau 195 x 18 mm

STERILE R **CE 0197**

PZN07598489

Verpackungseinheit: 100 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 1
Karton: 98008-T8
Maße: 290 x 220 x 90 mm
Gewicht inkl. Karton: 1,2 kg



REF 31015

Größe:
150 x 450/50 mm

- z.B. für Hitachi
- 1 Klebestreifen blau 195 x 18 mm

STERILE R **CE 0197**

PZN07598495

Verpackungseinheit: 100 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 4
Karton: 98008-T6
Maße: 290 x 218 x 128 mm
Gewicht inkl. Karton: 1,4 kg



REF 31020

Größe:
200 x 1100/50 mm

STERILE R **CE 0197**

PZN07598489

Verpackungseinheit: 100 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 1
Karton: 98008-T8
Maße: 290 x 220 x 90 mm
Gewicht inkl. Karton: 1,2 kg



REF 31200

**Größe:
150 x 2000 mm**

STERILE R CE 0197

PZN07598495

Verpackungseinheit: 100 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 4
Karton: 98008-T6
Maße: 290 x 218 x 128 mm
Gewicht inkl. Karton: 1,4 kg



Anforderungen:

Fester Bestandteil klinischer bildgebender Diagnostik sind **Ultraschalluntersuchungen**. Eine Anwendung von Schutzhüllen hat sich bei diesen Untersuchungen als sinnvolle Maßnahme zur Infektionsprävention bewährt, die zudem Zeit und Ressourcen spart.

Allerdings wird der Aufbereitung von Ultraschall-Sonden nach der Untersuchung oft zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet bzw. die Schutzhülle als einzige Präventionsmaßnahme verwendet.

Dies ist aufwendig, insbesondere wenn mittels Tauchbad in einer Desinfektionsmittellösung die Reste des Gels entfernt werden müssen.



LINEAR



CONVEX

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezüge

Durch die optimale Anpassung der Klebefläche kann latexhaltiges Spannmateriale entfallen.


Die Anwendung von Schutzhüllen im Rahmen von Ultraschalluntersuchungen bietet ein Höchstmaß an Sicherheit für Patienten und Anwender, da die Sonde nicht mehr kontaminiert wird und die Schutzhülle vom Anwender einfach und sicher entsorgt werden kann.

Ein Entfernen des Gels an der Sonde entfällt, da die Haftfolie eine einwandfreie Übertragung ermöglicht.




Gebrauchsanweisung

1




Den Bezug mit der Haftfläche (1) nach oben platzieren - die sterile Person (2) greift unterhalb des Klebestreifens (3) ins Innere des Bezuges.

2




Mit der freien Hand wird das Schutzpapier (4) der Haftfläche nach vorne abgezogen. Hierzu dient die von der Haftfläche abgelöste Lasche des Schutzpapiers.

3




Der Springer (5) platziert den Ultraschallkopf (6) auf die Haftfläche (1) - die sterile Person (2) streicht vom Inneren des Bezuges die Haftfläche fest. Bei korrekter Installation haftet das Produkt faltenfrei am Ultraschallkopf. Bei eventueller Faltenbildung ist eine Neupositionierung des Bezugs auf dem Ultraschallkopf möglich.

4




Die sterile Person (2) hält den Ultraschallkopf (6) im Innern des Bezuges fest und zieht mit der freien Hand den Bezug über den Ultraschallkopf - nun kann der Springer übernehmen und den Bezug entlang des Kabels (7) bis zum Ende ziehen.

5




Die sterile Person (2) entfernt nun den Klebestreifen (3) an der Außenseite des Ultraschallbezuges.

6



Durch Umwickeln mit dem Klebestreifen (3) kann der Bezug am Griff des Ultraschallkopfes (6) nun zusätzlich fixiert werden. Während des Vorgangs wird das Schutzpapier (8) am Klebestreifen Stück für Stück entfernt. Bei korrekter Befestigung kann sich der Ultraschallbezug nicht selbstständig vom Ultraschallkopf lösen.

7



Nach der Anwendung die Haftfläche (1) vom Ultraschall-Kopf (6) langsam abziehen. Es bleiben keine Kleberückstände zurück.

FLEXASOFT® Ultraschall-Abdeckung mit Haftfolie




REF 31800

Größe:
160 x 110 mm

STERILE R CE 0197

Verpackungseinheit: 50 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 1
 Karton: 98008-T8
 Maße: 290 x 220 x 90 mm
 Gewicht inkl. Karton: 0,7 kg



FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie

Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel.
 Der unsterile Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.
Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich!



REF 31803

Größe:
180 x 280 mm

STERILE R CE 0197

PZN07599112
 Verpackungseinheit: 50 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 1
 Karton: 98008-T8
 Maße: 290 x 220 x 90 mm
 Gewicht inkl. Karton: 0,8 kg

- PE-Folie, antistatisch
- Adaptionklebefläche – 60 x 120 mm
- 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm




REF 31805

Größe:
180 x 500 mm

STERILE R CE 0197

PZN07599129
 Verpackungseinheit: 50 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 4
 Karton: 98008-T8
 Maße: 290 x 220 x 90 mm
 Gewicht inkl. Karton: 1,0 kg




- PE-Folie, antistatisch
- Adaptionklebefläche – 60 x 120 mm
- 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm



FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie

Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel.
Der unsterile Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.
Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich!




<p>REF 31808</p>	<p>Größe: 180 x 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE-Folie, antistatisch • Adaptionklebefläche – 60 x 120 mm • 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm 	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN09510754</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98008-T8 Maße: 290 x 220 x 90 mm Gewicht inkl. Karton: 1,2 kg</p>	
<p>REF 31812</p>	<p>Größe: 180 x 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE-Folie, antistatisch • Adaptionklebefläche – 60 x 120 mm • 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm 	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07599135</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98008-T6 Maße: 290 x 218 x 128 mm Gewicht inkl. Karton: 1,4 kg</p>	
<p>REF 31825</p>	<p>Größe: 180 x 2500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE-Folie, antistatisch • Adaptionklebefläche – 60 x 120 mm • 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm 	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07599477</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98008-T4 Maße: 290 x 218 x 188 mm Gewicht inkl. Karton: 2,3kg</p>	




Gebrauchsanweisung

1




Den Bezug mit der Haftfläche (1) nach oben platzieren - die sterile Person (2) greift unterhalb des Klebestreifens (3) ins Innere des Bezuges.

2




Mit der freien Hand wird das Schutzpapier (4) zunächst an einer der beiden kurzen Seiten (✓) von der Haftfläche abgelöst und anschließend im Ganzen abgezogen.

3




Der Springer (5) platziert den Ultraschallkopf (6) auf die Haftfläche (1) - die sterile Person (2) streicht vom Inneren des Bezuges die Haftfläche fest. Bei korrekter Installation haftet das Produkt faltenfrei am Ultraschallkopf. Bei eventueller Faltenbildung ist eine Neupositionierung des Bezugs auf dem Ultraschallkopf möglich.

4




Die sterile Person (2) hält den Ultraschallkopf (6) im Innern des Bezuges fest und zieht mit der freien Hand den Bezug über den Ultraschallkopf.

5




Nun kann der Springer (5) übernehmen und den Bezug entlang des Kabels (7) bis zum Ende ziehen.

6




Die sterile Person (2) entfernt nun den Klebestreifen (3) an der Außenseite des Ultraschall-Bezuges.

7



Durch Umwickeln mit dem Klebestreifen (3) kann der Bezug am Griff des Ultraschallkopfes (6) nun zusätzlich fixiert werden. Während des Vorgangs wird das Schutzpapier (8) am Klebestreifen Stück für Stück entfernt. Bei korrekter Befestigung kann sich der Ultraschall-Bezug nicht selbstständig vom Ultraschallkopf lösen.

8



Nach der Anwendung die Haftfläche (1) vom Ultraschall-Kopf (6) langsam abziehen. Es bleiben keine Kleberückstände zurück.

FLEXASOFT® Ultraschall-Abdeckung mit Haftfolie

Haftfolien-Form: Definierte Faltenbildung am Schallkopf durch Reduzierung der Klebeflächen.




REF 31900

Größe:
160 x 110 mm

STERILE R CE 0197

Verpackungseinheit: 50 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 1
 Karton: 98008-T8
 Maße: 290 x 220 x 90 mm
 Gewicht inkl. Karton: 0,7 kg



FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie

Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel. Der unsterile Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.

Haftfolien-Form: Definierte Faltenbildung am Schallkopf durch Reduzierung der Klebeflächen.
Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich!



REF 31903

Größe:
180 x 280 mm

STERILE R CE 0197

PZN07599632
 Verpackungseinheit: 50 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 1
 Karton: 98008-T8
 Maße: 290 x 220 x 90 mm
 Gewicht inkl. Karton: 0,8 kg

- PE-Folie, antistatisch
- Adaptionklebefläche – 60 x 120 mm
- 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm




REF 31905

Größe:
180 x 500 mm

STERILE R CE 0197

PZN07599649
 Verpackungseinheit: 50 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 4
 Karton: 98008-T8
 Maße: 290 x 220 x 90 mm
 Gewicht inkl. Karton: 1,0 kg

- PE-Folie, antistatisch
- Adaptionklebefläche – 60 x 120 mm
- 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm



FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie

Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel. Der unsterile Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.

Haftfolien-Form: Definierte Faltenbildung am Schallkopf durch Reduzierung der Klebeflächen.
Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich!



<p>REF 31908</p>	<p>Größe: 180 x 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE-Folie, antistatisch • Adaptionklebefläche – 60 x 120 mm • 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm 	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN09209291</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98008-T8 Maße: 290 x 220 x 90 mm Gewicht inkl. Karton: 1,2 kg</p>	
<p>REF 31912</p>	<p>Größe: 180 x 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE-Folie, antistatisch • Adaptionklebefläche – 60 x 120 mm • 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm 	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07599655</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98008-T6 Maße: 290 x 218 x 128 mm Gewicht inkl. Karton: 1,4 kg</p>	
<p>REF 31925</p>	<p>Größe: 180 x 2500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE-Folie, antistatisch • Adaptionklebefläche – 60 x 120 mm • 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm 	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07599661</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98008-T4 Maße: 290 x 218 x 188 mm Gewicht inkl. Karton: 2,3kg</p>	

UNILINE® Fußschalter-Bezug + Verschluss-Beutel

Verschluss-Beutel mit Gummikordel.

Fixierung der Gummikordel mittels Kordel-Stopper
in jeder Position möglich

- PE-Beutel
- transparent
- mit Gummizug und Verschlussclip



<p>REF 30008</p>	<p>Fußschalter-Bezug</p> <p>Größe: 400 x 450 mm</p> 	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07597610</p> <p>Verpackungseinheit: 100 Stück Karton: 98003-48 Maße: 400 x 400 x 230 mm Gewicht inkl. Karton: 3,5 kg</p>	
<p>REF 30008U</p>	<p>Fußschalter-Bezug</p> <p>Größe: 400 x 450 mm</p> 	<p>PZN07601151</p> <p>Verpackungseinheit: 100 Stück, lose Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 3,1 kg</p>	
<p>REF 30009</p>	<p>Verschluss-Beutel</p> <p>Größe: 550 x 500 mm</p> 	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN09294581</p> <p>Verpackungseinheit: 100 Stück Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 3,9 kg</p>	
<p>REF 30009U</p>	<p>Verschluss-Beutel</p> <p>Größe: 550 x 500 mm</p> 	<p>PZN07601168</p> <p>Verpackungseinheit: 100 Stück, lose Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 3,6 kg</p>	

C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller

HERSTELLER / MODELL	EINZELKOMPONENTEN				SETS		EINTEILIGER BEZUG			
	Abdeckhaube BILD- VERSTÄRKER 1	Abdeckhaube RÖNTGEN- STRAHLER 2	Schlauch- bezug C-BOGEN 3	Formbezug für C-BOGEN 4	SPANGEN- BEZUG C-SET 1 + 2 + 3	FORM- BEZUG C-SET 1 + 2 + 4	C-Bogen- BEUTEL	C-Bogen- HAUBE	FORM- Bezug	ISO-C- Bezug
PHILIPS										
BV 25 - 6"	30077	30061	34100		34131	34531	30220			
BV 25 - 9"	30086	30061	34100		34161	34561	30220			
BV 26 - 6"	30077	30061	34100		34131	34531	30220			
BV 26 - 9"	30086	30061	34100		34161	34561	30220			
BV 29 - 9"	30086	30061	34100		34161	34561	30220			
BV 212 - 12"	30096	30061	34100		34151	34551		30295		
BV 300 und BV 300 plus - 9"	30086	30061	34100		34161	34561		30295		
BV 300 und BV 300 plus - 12"	30096	30061	34100		34151	34551		30295		
BV Libra - 6"	30077	30061	34100		34131	34531		30295		
BV Libra - 9"	30096	30061	34100		34151	34551		30295		
BV Pulsera - 9"	30096	30061	34100		34151	34551		30295		
BV Pulsera - 12"	30096	30061	34100		34151	34551		30295		
Veradius	38070									
Veradius Neo	38070									
Veradius Unity	38070									

C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller

HERSTELLER / MODELL	EINZELKOMPONENTEN				SETS		EINTEILIGER BEZUG			
	Abdeckhaube BILD- VERSTÄRKER 1	Abdeckhaube RÖNTGEN- STRAHLER 2	Schlauch- bezug C-BOGEN 3	Formbezug für C-BOGEN 4	SPANGEN- BEZUG C-SET 1 + 2 + 3	FORM- BEZUG C-SET 1 + 2 + 4	C-Bogen- BEUTEL	C-Bogen- HAUBE	FORM- Bezug	ISO-C- Bezug
PHILIPS										
Allura FD10	38070									
Allura FD20	38070									
Allura FD20 mit chirurgischer Navigation	38070									
SIEMENS										
Compact / Compact L 7"	30077	30061	34100		34131	34531				
Compact / Compact L 9"	30079	30061	34100		34141	34541				
Siremobil 2000 7"	30077	30061	34100		34131	34531				
Arcadis Orbic/Orbic 3D										32600
ISO-C / ISO-C 3D BV23 9"										32600
ISO-C Largefield BV27 11"										32700
Coroskop	38070	38140								
Polystar T.O.P.	38070									
Arcadis Varic	30079	30061	34100		34141	34541				
Siremobil N4	30077	30061	34100		34131	34531				
Cios Connect	38070	30061	34100	34500						

C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller

HERSTELLER / MODELL	EINZELKOMPONENTEN				SETS		EINTEILIGER BEZUG			
	Abdeckhaube BILD- VERSTÄRKER 1	Abdeckhaube RÖNTGEN- STRAHLER 2	Schlauch- bezug C-BOGEN 3	Formbezug für C-BOGEN 4	SPANGEN- BEZUG C-SET 1 + 2 + 3	FORM- BEZUG C-SET 1 + 2 + 4	C-Bogen- BEUTEL	C-Bogen- HAUBE	FORM- Bezug	ISO-C- Bezug
SIEMENS										
Cios Select	38070	30061	34100	34500						
Cios Spin										32800
GE										
OEC 7600 9"	30079	30061	34100		34141	34541				
OEC 7700 9"	30079	30061	34100		34141	34541				
OEC 8800 9"	30079	30061	34100		34141	34541				
OEC 8800 12"	30096	30061	34100		34151	34551				
OEC 9000 9"	30079	30061	34100		34141	34541				
OEC 9400 9"	30079	30061	34100		34141	34541				
OEC 9800 9"	30079	30061	34100		34141	34541				
OEC 9800 12"	30096	30061	34100		34151	34551				
OEC 9900 Elite	30096	30061	34100		34151	34551				
OEC 9900 MD	30096	30061	34100		34151	34551				

C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller

HERSTELLER / MODELL	EINZELKOMPONENTEN				SETS		EINTEILIGER BEZUG			
	Abdeckhaube BILD- VERSTÄRKER 1	Abdeckhaube RÖNTGEN- STRAHLER 2	Schlauch- bezug C-BOGEN 3	Formbezug für C-BOGEN 4	SPANGEN- BEZUG C-SET 1 + 2 + 3	FORM- BEZUG C-SET 1 + 2 + 4	C-Bogen- BEUTEL	C-Bogen- HAUBE	FORM- Bezug	ISO-C- Bezug
GE										
OEC Flurostar 7900 6"	30077	30061	34100		34131	34531				
OEC Flurostar 7900 9"	30079	30061	34100		34141	34541				
OEC Flurostar 7900 12"	30096	30061	34100		34151	34551				
OEC Stenoscop 2 6000	30079	30061	34100		34141	34541				
OEC Mini 6600									30275	
OEC Mini 6800									30276	
OEC Elite MiniView									30276	
ZIEHM										
8000 BV 9"	30077	30054	34100		34132	34531				
8000 BV 9" mit Griff	30094	30054	34100		34172					
Compact BV 9"	30077	30054	34100		34132	34551				
Compact BV 9" mit Griff	30094	30054	34100		34172					
Exposcop 7000 / 8000 BV 6" Höhe 37,5 cm	30077	30054	34100		34132	34531				
Exposcop 7000 / 8000 BV 6" Höhe 42,4 cm	30079	30061	34100		34141	34541				

C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller

HERSTELLER / MODELL	EINZELKOMPONENTEN				SETS		EINTEILIGER BEZUG			
	Abdeckhaube BILD- VERSTÄRKER 1	Abdeckhaube RÖNTGEN- STRAHLER 2	Schlauch- bezug C-BOGEN 3	Formbezug für C-BOGEN 4	SPANGEN- BEZUG C-SET 1 + 2 + 3	FORM- BEZUG C-SET 1 + 2 + 4	C-Bogen- BEUTEL	C-Bogen- HAUBE	FORM- Bezug	ISO-C- Bezug
ZIEHM										
Exposcop 7000 / 8000 BV 9"	30079	30061	34100		34141	34541				
Exposcop 7000 / 8000 BV 12"	30079	30061	34100		34141	34541				
Exposcop CB7-D BV 6"	30077	30054	34100		34132	34531				
Exposcop CB7-D BV 9"	30079	30061	34100		34141	34541				
Solo BV 9"	30077	30054	34100		34132	34531				
Solo BV 9" mit Griff	30094	30054	34100		34172					
Vision BV 9"	30077	30054	34100		34132	34531				
Vision BV 9" und 12" ohne und mit Griff	30094	30054	34100		34172					
Vision R	30094	30054	34100		34172					
Vision Vario 3D	30094	30054	34100		34172					
Vision Vista	30094	30054	34100		34172					
Vision FD	30077	30054	34100		34132	34531				
Vision FD Vario 3D	30077	30054	34100		34132	34531				
Vision RFD	30094	30054	34100		34172					

C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller





HERSTELLER / MODELL	EINZELKOMPONENTEN				SETS		EINTEILIGER BEZUG			
	Abdeckhaube BILD- VERSTÄRKER 1	Abdeckhaube RÖNTGEN- STRAHLER 2	Schlauch- bezug C-BOGEN 3	Formbezug für C-BOGEN 4	SPANGEN- BEZUG C-SET 1 + 2 + 3	FORM- BEZUG C-SET 1 + 2 + 4	C-Bogen- BEUTEL	C-Bogen- HAUBE	FORM- Bezug	ISO-C- Bezug
ZIEHM										
Orthoscan Tau 1512					34172				30276	
Orthoscan Tau 1515					34172				30276	
Orthoscan Tau 2020					34172				30276	
Orthoscan Mobile DI					34172				30276	
HOLOGIC										
Fluroscan Mini C-Arm									30275	
Fluroscan Premier									30276	
Fluroscan InSight 2 mini									30276	
Fluroscan InSight FD									30276	

Für robuste und wendige C-Bögen ist der STERINORM® Spangenbezug ein bewährter Multitasking-Partner im OP-Saal.

Den Spangenbezug kann ein Mitarbeiter innerhalb weniger Sekunden auf einen Federbügel (separat erhältlich) aufziehen und deckt damit zuverlässig 2/3 des C-Bogens ab. Platz für Schläuche und Zu- bzw. Ableitungen ist im Bügel ausgespart.

Für den Röntgenstrahler ist ein ergänzender Bezug mit eingeschweißten, doppelten Gummibändern für bessere Haltbarkeit im Angebot enthalten.

SCHLAUCHBEZUG für C-Bogen	In allen SETS enthalten REF: 34100			
	ABDECKHAUBE für Röntgenstrahler	REF: 30061	REF: 30054	REF: 38070
SETS	REF: 34101	REF: 34102	REF: 34103	REF: 34104

<p>REF 34101</p>		<p>SET-Bestandteile:</p> <p>REF: 34100 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07599744</p> <p>Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98003-48 Maße: 400 x 400 x 230 mm Gewicht inkl. Karton: 2,9 kg</p>
<p>REF 34102</p>		<p>SET-Bestandteile:</p> <p>REF: 34100 + REF: 30054</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN01455062</p> <p>Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 998003-48 Maße: 400 x 400 x 230 mm Gewicht inkl. Karton: 2,8 kg</p>
<p>REF 34103</p>		<p>SET-Bestandteile:</p> <p>REF: 34100 + REF: 38070</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>?</p> <p>Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98003-48 Maße: 400 x 400 x 230 mm Gewicht inkl. Karton: 2,8 kg</p>
<p>REF 34104</p>		<p>SET-Bestandteile:</p> <p>REF: 34100 + REF: 38100</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98003-48 Maße: 400 x 400 x 230 mm Gewicht inkl. Karton: 2,8 kg</p>






Nähere Infos zu passenden Geräten
entnehmen Sie bitte der Hersteller-Liste
„**C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller**“,
auf den Seiten 21 bis 26

Für robuste und wendige C-Bögen ist der STERINORM® Spangenbezug ein bewährter Multitasking-Partner im OP-Saal.

Den Spangenbezug kann ein Mitarbeiter innerhalb weniger Sekunden auf einen Federbügel (separat erhältlich) aufziehen und deckt damit zuverlässig 2/3 des C-Bogens ab. Platz für Schläuche und Zu- bzw. Ableitungen ist im Bügel ausgespart.

Für Bildverstärker und Röntgenstrahler sind ergänzende Bezüge mit eingeschweißten, doppelten Gummibändern für bessere Haltbarkeit im Angebot enthalten.

	Varianten Bildverstärker	<p>7 Zoll ca. Ø 170 mm</p>	<p>9 Zoll ca. Ø 230 mm</p>	<p>12 Zoll ca. Ø 310 mm</p>	<p>9 Zoll ca. Ø 230 mm m. Handgriff</p>	<p>9 Zoll ca. Ø 230 mm 12 Zoll ca. Ø 310 mm m. Laserlicht-Visier</p>
	ABDECKHAUBE für Bildverstärker	<p>570 460 240</p> <p>REF: 30077</p>	<p>600 490 300</p> <p>REF: 30079</p>	<p>830 600 400</p> <p>REF: 30096</p>	<p>850 490 300</p> <p>REF: 30086</p>	<p>550 600 400</p> <p>REF: 30094</p>
	SCHLAUCHBEZUG für C-Bogen	<p>B = 310 L = 2100</p> <p>REF: 34100</p> <p>In allen SETS enthalten</p>				
	ABDECKHAUBE für Röntgenstrahler	<p>560 450 170</p> <p>REF: 30061</p> <p>In allen SETS enthalten</p>				
	SETS	REF: 34131	REF: 34141	REF: 34151	REF: 34161	REF: 34171

<p>REF 34131</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30077 + REF: 34100 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599750 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,4 kg</p>
<p>REF 34141</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30079 + REF: 34100 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599767 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,6 kg</p>
<p>REF 34151</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30096 + REF: 34100 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599773 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 5,3 kg</p>
<p>REF 34161</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30086 + REF: 34100 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599796 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,9 kg</p>
<p>REF 34171</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30094 + REF: 34100 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599804 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,9 kg</p>



Nähere Infos zu passenden Geräten
entnehmen Sie bitte der Hersteller-Liste
„**C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller**“,
auf den Seiten 21 bis 26

Für robuste und wendige C-Bögen ist der STERINORM® Spangenbezug ein bewährter Multitasking-Partner im OP-Saal.

Den Spangenbezug kann ein Mitarbeiter innerhalb weniger Sekunden auf einen Federbügel (separat erhältlich) aufziehen und deckt damit zuverlässig 2/3 des C-Bogens ab. Platz für Schläuche und Zu- bzw. Ableitungen ist im Bügel ausgespart.

Für Bildverstärker und Röntgenstrahler sind ergänzende Bezüge mit eingeschweißten, doppelten Gummibändern für bessere Haltbarkeit im Angebot enthalten. Diese Set-Varianten sind NUR für Ziehm-Bögen geeignet.

	Varianten Bildverstärker	ZIEHM 6 Zoll m. Handgriff	ZIEHM 9 Zoll ohne Handgriff	ZIEHM 9 Zoll mit Handgriff	ZIEHM 12 Zoll ohne Handgriff	
	ABDECKHAUBE für Bildverstärker	 REF: 30077		 REF: 30094		
	SCHLAUCHBEZUG für C-Bogen	 REF: 34100				In allen SETS enthalten
	ABDECKHAUBE für Röntgenstrahler	 REF: 30054				In allen SETS enthalten
SETS	REF: 34132			REF: 34172		

<p>REF 34132</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30077 + REF: 34100 + REF: 30054</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN01454039 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,2 kg</p>
<p>REF 34172</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30094 + REF: 34100 + REF: 30054</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN01454482 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,7 kg</p>






Nähere Infos zu passenden Geräten
entnehmen Sie bitte der Hersteller-Liste
„**C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller**“
auf den Seiten 21 bis 26

FLEXANORM® Formbezüge mit Klebestreifen zur einfachen, schnellen Abdeckung von C-Bögen.

Aus U-förmig geschweißter PE-Folie in C-Form, deshalb leicht und schnell aufzuziehen. Mittels Klebestreifen kann die Folie am C-Bogen sicher - bei Bedarf wieder jederzeit leicht entfernbar - befestigt werden.

Für Bildverstärker und Röntgenstrahler sind ergänzende Bezüge mit eingeschweißten, doppelten Gummibändern für bessere Haltbarkeit im Angebot enthalten. Bei diesen Set-Varianten beträgt die Länge des Formbezuges 1650 mm.

	Varianten Bildverstärker	 6 Zoll ca. Ø 150 mm	 7 Zoll ca. Ø 170 mm	 9 Zoll ca. Ø 230 mm	 12 Zoll ca. Ø 310 mm	 9 Zoll ca. Ø 310 mm m. Handgriff	
	ABDECKHAUBE für Bildverstärker	 REF: 30054	 REF: 30077	 REF: 30079	 REF: 30096	 REF: 30086	
	FORMBEZUG für C-Bogen	 REF: 34500 In allen SETS enthalten					
	ABDECKHAUBE für Röntgenstrahler	 REF: 30061 In allen SETS enthalten					
	SETS	REF: 34521	REF: 34531	REF: 34541	REF: 34551	REF: 34561	

<p>REF 34521</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30054 + REF: 34500 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN10744374 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,0 kg</p>
<p>REF 34531</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30077 + REF: 34500 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599827 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: ?</p>
<p>REF 34541</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30079 + REF: 34500 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599833 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,5 kg</p>
<p>REF 34551</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30096 + REF: 34500 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599856 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 5,2 kg</p>
<p>REF 34561</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30086 + REF: 34500 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599862 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,9 kg</p>





Nähere Infos zu passenden Geräten
entnehmen Sie bitte der Hersteller-Liste
„**C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller**“
auf den Seiten 21 bis 26

FLEXANORM® Formbezüge mit Klebestreifen zur einfachen, schnellen Abdeckung von C-Bögen.

Aus U-förmig geschweißter PE-Folie in C-Form, deshalb leicht und schnell aufzuziehen. Mittels Klebestreifen kann die Folie am C-Bogen sicher - bei Bedarf wieder jederzeit leicht entfernbar - befestigt werden.

Für Bildverstärker und Röntgenstrahler sind ergänzende Bezüge mit eingeschweißten, doppelten Gummibändern für bessere Haltbarkeit im Angebot enthalten. Bei diesen Set-Varianten beträgt die Länge des Formbezuges 1810 mm.

	Varianten Bildverstärker	<p>7 Zoll ca. Ø 170 mm</p>	<p>9 Zoll ca. Ø 230 mm</p>	<p>12 Zoll ca. Ø 310 mm</p>	<p>9 Zoll ca. Ø 310 mm m. Handgriff</p>
	ABDECKHAUBE für Bildverstärker	<p>REF: 30077</p>	<p>REF: 30079</p>	<p>REF: 30096</p>	<p>REF: 30086</p>
	FORMBEZUG für C-Bogen	<p>REF: 34700</p> <p>In allen SETS enthalten</p>			
	ABDECKHAUBE für Röntgenstrahler	<p>REF: 30061</p> <p>In allen SETS enthalten</p>			
SETS	REF: 34731	REF: 34741	REF: 34751	REF: 34761	

<p>REF 34731</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30077 + REF: 34700 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599891 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,4 kg</p>
<p>REF 34741</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30079 + REF: 34700 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599916 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,5 kg</p>
<p>REF 34751</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30096 + REF: 34700 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm</p>
<p>REF 34761</p>		<p>SET-Bestandteile: REF: 30086 + REF: 34700 + REF: 30061</p>	<p>STERILE R CE 0197 Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm</p>



Nähere Infos zu passenden Geräten
entnehmen Sie bitte der Hersteller-Liste
„C-BOGEN-ABDECKUNGEN - mögliche Varianten / nach Hersteller“
auf den Seiten 21 bis 26

FLEXASOFT® C-Bogen-Beutel

Großhaube zum schnellen Abdecken von Bildverstärker und Teilen des C-Bogens (z.B. bei Minuten-OPs).

Mittels Bindebändern, die bereits am Bezug montiert sind, sind die Hauben eng anliegend wickelbar.

- PE-Folie, transparent
- 2 Wickelbänder 750 x 30 mm
- mit Bodennaht




REF 30220

Größe:
1000 x 2200 mm

STERILE R **CE 0197**

PZN07598213

Verpackungseinheit: 10 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 7
Karton: 98004-96
Maße: 400 x 290 x 155 mm
Gewicht inkl. Karton: 2,6 kg





FLEXASOFT® C-Bogen-Haube

Großhaube zum schnellen Abdecken von Bildverstärker und Teilen des C-Bogens (z.B. bei Minuten-OPs).

Mittels Bindebändern, die bereits am Bezug montiert sind, sind die Hauben eng anliegend wickelbar.

- PE-Folie, transparent
- 2 Wickelbänder 890 x 30 mm
- Bessere Passform durch Seitenfalten-Flachboden.




REF 30285

Größe:
700 + 430 x 2000 mm

STERILE R **CE 0197**

PZN07598288

Verpackungseinheit: 10 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 7
Karton: 98004-96
Maße: 400 x 290 x 155 mm
Gewicht inkl. Karton: 2,7 kg




REF 30295

Größe:
700 + 430 x 2500 mm

STERILE R **CE 0197**

PZN07598294


Verpackungseinheit: 10 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 7
Karton: 98004-96
Maße: 400 x 290 x 155 mm
Gewicht inkl. Karton: 3,1 kg



FLEXASOFT® Form-Bezug

Formgeschweißte C-Geräte-Abdeckung.
Verbesserte Passform, reduzierte Faltenbildung,
vereinfachtes Handling.

- PE-Folie, transparent
- teleskopgefaltet
- 1 Wickelband 890 x 30 mm
- 2 Wickelbänder 440 x 30 mm



REF 30275

Größe:
1050 x 2200 mm

Geeignet z.B. für OEC Mini 6600C

STERILE R **CE 0197**

PZN07598265

Verpackungseinheit: 10 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 7
Karton: 98004-96
Maße: 400 x 290 x 155 mm
Gewicht inkl. Karton: 2,5 kg



REF 30276


Größe:
1270 x 2200 mm

Geeignet z.B. für FluoroScan und Premier MV 6800

STERILE R **CE 0197**

PZN07598271


Verpackungseinheit: 10 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 7
Karton: 98004-96
Maße: 400 x 290 x 155 mm
Gewicht inkl. Karton: 2,9 kg



STERINORM® ISO C-Bezug

Der formgeschweißte Bezug kann mittels umlaufendem Gummizug aus synthetischem Material z.B. beim ISO-C an der Reling eingehängt werden. Der Springer kann unsteril unter den Gummizug greifen und mit der Reling den C-Bogen bedienen. Unter der Abdeckung ist Platz für 3D- und Laserlichtvisier vorgesehen.

- PE-Folie, transparent
- teleskopgefaltet
- mit angenähertem Synthetikband



<p>REF 32600</p>	<p>Größe: 3460 x 600 mm</p> <p>Geeignet z.B. für</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO-C - SIREMOBIL - ISO-C BV23 9 Zoll - ARCADIS-ORBIG - 3-D BV 23 	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07599715</p> <p>Verpackungseinheit: 15 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98002-24 Maße: 600 x 400 x 290 mm Gewicht inkl. Karton: 3,4 kg</p>	
<p>REF 32700</p>	<p>Größe: 3480 x 650 mm</p> <p>Geeignet z.B. für</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO-CLF - LAGERFIELD BV 27 	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07599721</p> <p>Verpackungseinheit: 15 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98002-24 Maße: 600 x 400 x 290 mm Gewicht inkl. Karton: 3,5 kg</p>	


Anwendung:



STERINORM® ISO C-Bezug

Der formgeschweißte Bezug kann mittels umlaufendem Gummizug aus synthetischem Material z.B. an der Reling des C-Bogens eingehängt werden. Der Springer kann unsteril unter den Gummizug greifen und mit der Reling den C-Bogen bedienen.

- PE-Folie, transparent
- teleskopgefaltet
- mit angenähertem Synthetikband



REF 32800

Größe:
1050 x 2200 mm

Geeignet für
SIEMENS Cios Spin

STERILE R **CE 0197**

Verpackungseinheit: 15 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 7
 Karton: 98002-24
 Maße: 600 x 400 x 290 mm



STERINORM® Bodennaht-Beutel




PE-Folie, transparent.

Geeignet zur Abdeckung für z.B. Röntgenstrahler oder Bildwandler.

Im Umschlag sind latexfreie Synthetik-Gummis eingeschweißt.



<p>REF 30045</p>	<p>Größe: 800 x 450 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07597679</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 3,1 kg</p>	
<p>REF 30065</p>	<p>Größe: 800 x 650 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07597981</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 3,5 kg</p>	
<p>REF 30085</p>	<p>Größe: 800 x 850 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07598012</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,5 kg</p>	
<p>REF 30160</p>	<p>Größe: 1000 x 600 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07598182</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 3,8 kg</p>	

<p>REF 30180</p>	<p>Größe: 1000 x 800 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07598199 Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,5 kg</p>	
<p>REF 30200</p>	<p>Größe: 1000 x 1000 mm</p> <p>Geeignet für z.B. OEC (Bildverstärker 31 cm)</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07598207 Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 5,3 kg</p>	
<p>REF 30250</p>	<p>Größe: 1000 x 1500 mm</p> <p>Geeignet für z.B. C-Bogen Halbarm-Abdeckung</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07598236 Verpackungseinheit: 40 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 6,1 kg</p>	

STERINORM® Flachboden-Beutel



PE-Folie, transparent.



Geeignet zur Abdeckung für z.B. Röntgenstrahler oder Bildwandler.

Im Umschlag sind latexfreie Synthetik-Gummis eingeschweißt.

Bessere Passform durch Seitenfalten-Flachboden zur Vermeidung von abstehenden Ecken.



<p>REF 30061</p>	<p>Größe: 450 + 170 x 560 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07597828 Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98003-48 Maße: 400 x 400 x 230 mm Gewicht inkl. Karton: 3,1 kg</p>	 <p>(Boden ausgefaltet)</p>
<p>REF 30077</p>	<p>Größe: 460 + 240 x 690 mm</p> <p>Geeignet für z.B. Bildverstärker 9 Zoll = 23 cm</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07597998 Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 3,6 kg</p>	 <p>(Boden ausgefaltet)</p>
<p>REF 30079</p>	<p>Größe: 490 + 300 x 750 mm</p> <p>Geeignet für z.B. ISO-C Bildverstärker 9 Zoll = 23 cm mit Griffleisten und / oder Laserlichtvisier</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07598006 Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,1 kg</p>	 <p>(Boden ausgefaltet)</p>
<p>REF 30086</p>	<p>Größe: 490 + 300 x 1000 mm</p> <p>Geeignet für z.B. Philips Endura und BV 300, Bildverstärker 9 Zoll = 23 cm mit Griffleisten und / oder Laserlichtvisier</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07598147 Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,9 kg</p>	 <p>(Boden ausgefaltet)</p>

<p>REF 30094</p>	<p>Größe: 600 + 400 x 750 mm</p> <p>Geeignet für z.B. Bildverstärker 12 Zoll = 30 cm mit Griffleisten und / oder Laserlichtvisier</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07598153</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 4,8 kg</p>	
<p>REF 30096</p>	<p>Größe: 600 + 400 x 1030 mm</p> <p>Geeignet für z.B. Bildverstärker 12 Zoll = 31 cm mit Griffleisten und / oder Laserlichtvisier</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07598176</p> <p>Verpackungseinheit: 25 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 3,5 kg</p>	




STERINORM® Viereck-Haube



PE-Folie, transparent.

Geeignet zur Abdeckung für z.B. Röntgenstrahler oder Bildwandler.

Das angenähte Synthetikband ist latexfrei und mit Garn ummantelt.



<p>REF 38025</p>	<p>Größe: 420 x 420 mm</p> <p>Abdeckfläche z.B. 200 x 200 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600306</p> <p>Verpackungseinheit: 150 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 1 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 2,8 kg</p>	
<p>REF 38030</p>	<p>Größe: 550 x 550 mm</p> <p>Abdeckfläche z.B. 250 x 450 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600312</p> <p>Verpackungseinheit: 100 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 1 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 2,6 kg</p>	
<p>REF 38060</p>	<p>Größe: 1250 x 600 mm</p> <p>Abdeckfläche z.B. 850 x 300 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600335</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 2,9 kg</p>	
<p>REF 38070</p>	<p>Größe: 800 x 800 mm</p> <p>Für Röntgenstrahler plus Joystick oder Bedienteil Abdeckfläche z.B. 350 x 700 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600341</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 2,6 kg</p>	

<p>REF 38110</p>	<p>Größe: 1050 x 850 mm</p> <p>Abdeckfläche z.B. 1000 x 500 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600430</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 3,0 kg</p>	
<p>REF 38040</p>	<p>Größe: 750 x 450 mm</p> <p>z.B. als Armlenken-Bezug</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600329</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 2,8 kg</p>	


STERINORM® Rund-Haube

PE-Folie, transparent.

Geeignet zur Abdeckung von Geräten.

Das angenähte Synthetikband ist latexfrei und mit Garn ummantelt.



<p>REF 38020U</p>	<p>Größe: Durchmesser: 200 mm Öffnung bis maximal: 100 mm</p> <p>Geeignet für Kopfhörer</p>	<p>UNSTERIL</p> <p>PZN07601180</p> <p>Verpackungseinheit: 200 Stück</p> <p>Karton: 98004-96</p> <p>Maße: 400 x 290 x 155 mm</p> <p>Gewicht inkl. Karton: 1,0 kg</p>	 <p>Ø bis max. 100 mm</p>
<p>REF 38080</p>	<p>Größe: Durchmesser: 850 mm Öffnung bis maximal: 600 mm</p> <p>Abdeckfläche: ca. 400 x 800 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600358</p> <p>Verpackungseinheit: 100 Stück</p> <p>Einzelverpackung: Peelbeutel 1</p> <p>Karton: 98001-32</p> <p>Maße: 600 x 400 x 205 mm</p> <p>Gewicht inkl. Karton: 3,6 kg</p>	 <p>Ø bis max. 600 mm</p>
<p>REF 38100</p>	<p>Größe: Durchmesser: 950 mm Öffnung bis maximal: 750 mm</p> <p>Abdeckfläche: ca. 450 x 900 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600364</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück</p> <p>Einzelverpackung: Peelbeutel 4</p> <p>Karton: 98001-32</p> <p>Maße: 600 x 400 x 205 mm</p> <p>Gewicht inkl. Karton: 2,8 kg</p>	 <p>Ø bis max. 750 mm</p>
<p>REF 38125</p>	<p>Größe: Durchmesser: 1250 mm Öffnung bis maximal: 1000 mm</p> <p>Abdeckfläche: ca. 600 x 1200 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600447</p> <p>Verpackungseinheit: 50 Stück</p> <p>Einzelverpackung: Peelbeutel 4</p> <p>Karton: 98001-32</p> <p>Maße: 600 x 400 x 205 mm</p> <p>Gewicht inkl. Karton: 3,9 kg</p>	 <p>Ø bis max. 1000 mm</p>

REF 38140


Größe:
Durchmesser: 1400 mm
Öffnung bis maximal: 1200 mm

Abdeckfläche: ca. 650 x 1300 mm

STERILE R CE 0197

PZN07600453

Verpackungseinheit: 40 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 4
Karton: 98001-32
Maße: 600 x 400 x 205 mm
Gewicht inkl. Karton: 3,8 kg



Ø bis max. 1200 mm

STERINORM® Röntgenscheiben-Bezug

Steriler Bezug zur Abdeckung von schwenkbaren Röntgenscheiben.
PE-Folie, transparent.
Formgeschweißt mit angenähertem Synthetikband.



<p>REF 30741</p>	<p>Größe: 700 x 420 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07598466 Verpackungseinheit: 100 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 1 Karton: 98001-32 Maße: 600 x 400 x 205 mm Gewicht inkl. Karton: 3,4 kg</p>	
<p>REF 30791</p>	<p>Größe: 800 x 750 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07598472 Verpackungseinheit: 100 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 4 Karton: 98002-24 Maße: 600 x 400 x 290 mm Gewicht inkl. Karton: 6,4 kg</p>	

UNILINE® Bleilamellen-Bezug

PE-Folie, transparent.
Mit 2 PES-Zugbändern 5 mm (Synthetik)



REF 35408

Größe:
780 x 1100 mm

STERILE R CE 0197

PZN075655483

Verpackungseinheit: 50 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 4
 Karton: 98003-48
 Maße: 400 x 400 x 230 mm
 Gewicht inkl. Karton: 4,5 kg



UNILINE® Klebe-Folientuch

PE-Folie, transluzent, mikrogeprägt.
Mit Klebeband 50 mm.



REF 39141

Größe:
1400 x 900 mm

STERILE R CE 0197

PZN07600476

Verpackungseinheit: 50 Stück
 Einzelverpackung: Peelbeutel 4
 Karton: 98004-96
 Maße: 400 x 290 x 155 mm
 Gewicht inkl. Karton: 3,9 kg



UNILINE® Bildschirm-Abdeckung

Aus leitfähiger, hochtransparenter Spezialfolie für Touchscreens.
Wird mittels ablösbarem Klebeband am Bildschirmrand fixiert,
dadurch ist die Bedienfläche steril abgedeckt.



<p>REF 37054</p>	<p>Größe: 340 x 360 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599945</p> <p>Verpackungseinheit: 100 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 1 Karton: 98008-T6 Maße: 290 x 218 x 128 mm Gewicht inkl. Karton: 1,4 kg</p>	
<p>REF 37057</p>	<p>Größe: 650 x 360 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07599951</p> <p>Verpackungseinheit: 100 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 1 Karton: 98008-T4 Maße: 290 x 218 x 188 mm Gewicht inkl. Karton: 1,9 kg</p>	
<p>REF 37059</p>	<p>Größe: 780 x 360 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07600246</p> <p>Verpackungseinheit: 100 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 1 Karton: 98008-T4 Maße: 290 x 218 x 188 mm Gewicht inkl. Karton: 2,4 kg</p>	

UNILINE® Fernbedienungs-Bezug

PE-Beutel, transparent
Umschlag 120 mm.
Klebestreifen 190 x 15 mm



<p>REF 30002</p>	<p>Größe: 160 x 350 mm</p>	<p>STERILE R CE 0197 PZN07597604 Verpackungseinheit: 100 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 1 Karton: 98008-T6 Maße: 290 x 218 x 128 mm Gewicht inkl. Karton: 1,3 kg</p>	
<p>REF 30002U</p>	<p>Größe: 160 x 350 mm</p>	<p>UNSTERIL Verpackungseinheit: 300 Stück Karton: 98008-T8 Maße: 290 x 220 x 90 mm Gewicht inkl. Karton: 1,9 kg</p>	

UNIFLEX® TUR-Auffangschürze


*OP-Geräteabdeckung zum Auffangen und Ableiten von Flüssigkeiten.
Mit extra langem Bindeband für die Befestigung um den Hals, Brust
oder Hüfte und doppelte extra lange Bindebänder für eine beliebige
Befestigung am OP-Tisch.*




<p>REF 37930</p>	<p>Größe: 500 x 1100 mm</p> <p>UNIFLEX® Faltenschlauch (REF: 32017U) im Set enthalten</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98002-24 Maße: 600 x 400 x 290 mm Gewicht inkl. Karton: 4,5 kg</p>	
<p>REF 37930U</p>	<p>Größe: 500 x 1100 mm</p> <p>UNIFLEX® Faltenschlauch (REF: 32017U) separat erhältlich</p>	<p>Verpackungseinheit: 40 Stück</p> <p>Karton: 98002-24 Maße: 600 x 400 x 290 mm Gewicht inkl. Karton:</p>	

UNIFLEX® TUR-Auffangschürze

OP-Geräteabdeckung zum Auffangen und Ableiten von Flüssigkeiten.
Mit Halsausschnitt und doppelten extra langen Bindebändern für eine beliebige Befestigung am OP-Tisch.



<p>REF 37931</p>	<p>Größe: 500 x 1100 mm</p> <p>UNIFLEX® Faltenschlauch (REF: 32017U) im Set enthalten</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600275</p> <p>Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98002-24 Maße: 600 x 400 x 290 mm Gewicht inkl. Karton: 4,5 kg</p>	
<p>REF 37931U</p>	<p>Größe: 500 x 1100 mm</p> <p>UNIFLEX® Faltenschlauch (REF: 32017U) separat erhältlich</p>	<p>PZN07600275</p> <p>Verpackungseinheit: 40 Stück</p> <p>Karton: 98002-24 Maße: 600 x 400 x 290 mm Gewicht inkl. Karton:</p>	

UNIFLEX® TUR-Auffangschürze

OP-Geräteabdeckung zum Auffangen und Ableiten von Flüssigkeiten.
 Mit Halsausschnitt und doppelten extra langen Bindebändern für eine beliebige Befestigung am OP-Tisch.
Mit Tischauflagefläche.



<p>REF 37932</p>	<p>Größe: 700 x 1250 mm</p> <p>UNIFLEX® Faltenschlauch (REF: 32017U) im Set enthalten</p>	<p>STERILE R CE 0197</p> <p>PZN07600281</p> <p>Verpackungseinheit: 20 Stück Einzelverpackung: Peelbeutel 7 Karton: 98002-24 Maße: 600 x 400 x 290 mm Gewicht inkl. Karton: 4,6 kg</p>	
<p>REF 37932U</p>	<p>Größe: 700 x 1250 mm</p> <p>UNIFLEX® Faltenschlauch (REF: 32017U) separat erhältlich</p>	<p>PZN07601205</p> <p>Verpackungseinheit: 40 Stück</p> <p>Karton: 98002-24 Maße: 600 x 400 x 290 mm Gewicht inkl. Karton: 5,0 kg</p>	

UNIFLEX® TUR-Auffangbeutel

OP-Geräteabdeckung zum Auffangen und Ableiten von Flüssigkeiten.
Zur Befestigung mittels Federbügel und Haltestange am OP-Tisch.
Fixierung der Tischauflagefläche mit Klebeband.



REF 37935

Größe:
500 x 450 mm

UNIFLEX® Faltenschlauch (REF: 32017U)
im Set enthalten

STERILE R **CE 0197**

PZN07600298

Verpackungseinheit: 20 Stück
Einzelverpackung: Peelbeutel 7
Karton: 98002-24
Maße: 600 x 400 x 290 mm
Gewicht inkl. Karton: 4,9 kg



REF 37935U

Größe:
500 x 450 mm

UNIFLEX® Faltenschlauch (REF: 32017U)
separat erhältlich


PZN07601211

Verpackungseinheit: 40 Stück
Karton: 98002-24
Maße: 600 x 400 x 290 mm
Gewicht inkl. Karton: 6,2 kg



UNIFLEX® TUR-Faltenschlauch

Zum Aufstecken auf Ablaufstutzen der UNIFLEX® Auffangschürzen und Auffangbeutel.
 • mit 2 Adaptern (antistatisch) zum Verbinden der Auffangbeutel mit geeignetem Ablauf.



REF 32017U


Größe:
 Durchmesser 22 mm,
Bis auf 2000 mm ausziehbar

PZN07601174
 Verpackungseinheit: 40 Stück
 Karton: 98003-48
 Maße: 400 x 400 x 230 mm
 Gewicht inkl. Karton: 3,2 kg




INFO

FALTENSCHLAUCH




Der Faltenschlauch (1) wird an den Ablaufstutzen (2) des Auffangbeutels gesteckt.




Anschließend wird der Schlauch mit einem geeigneten Ablauf (9) verbunden.

FILTERSIEB



Das Filtersieb (4) hält Gewebeteile zurück und verhindert so ein Zusetzen der Leitung. Es kann aus dem Ablaufstutzen (2) entnommen werden.

PRODUKTVERPACKUNG

	Kartonnummer	Maße	Gewicht
 Karton	98001-32	600 x 400 x 205 mm	800 g
	98002-24	600 x 400 x 290 mm	900 g
	98003-48	400 x 400 x 230 mm	700 g
	98004-96	400 x 290 x 155 mm	400 g
	98008-T4	290 x 218 x 188 mm	260 g
	98008-T6	290 x 218 x 128 mm	220 g
	98008-T8	290 x 220 x 90 mm	200 g
 Schnittschutz (in den Kartons 98001-32, 98002-24, 98004-96)	98022	380 x 260 mm	40 g
 Tyvek-Peelbeutel (Einzelverpackung)	97401-01	135 x 260 mm	4,4 g
	97401-04	200 x 279 mm	7,0 g
	97401-07	280 x 380 mm	13,2 g
 PE-Beutel (für Innenverpackung)	97024	390 + 290 x 500 mm	29 g
	97025	600 + 400 x 800 mm	70 g
	97026	420 + 380 x 750 mm	47 g
	97027	600 + 400 x 1080 mm	90 g
	97028	300 + 200 x 450 mm	28 g
 Umkarton Mengen im Umkarton:	98008-28	600 + 400 x 250 mm	760 g
		4 x 98008-T4	
		6 x 98008-T6	
		8 x 98008-T8	

HINWEIS:
Liefereinheiten können von den Verpackungseinheiten abweichen!

IMPRESSUM

Verantwortlich für den Inhalt:

CADITEC
Medical + Technic GmbH

Kilianstrasse 22
55543 Bad Kreuznach

Telefon 0049 (0) 6 71 - 3 03 29
Telefax 0049 (0) 6 71 - 92 03 59 44

info@caditec-medizintechnik.de
www.caditec-medizintechnik.de

Gerichtsstand:
Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 4671

UStId-Nr.: DE 120826450

Geschäftsführer: Hans-Lothar Hildebrandt

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten

Stand: Januar 2022



Artikel elektronenstrahlsterilisiert



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



LOT

Chargen-Nummer: JJMM0123



Unsteril



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



Hersteller



Produkt ist konform zu gültigen gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte.



Haltbarkeitsdatum



Herstelldatum



Produkt ist konform zu gültigen gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.



PE-LD

Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.



Nicht zur Wiederverwendung.



Gebrauchsanweisung beachten.



000

Personalnummer des fertigen Mitarbeiters



Nicht erneut sterilisieren.



Latex



REF 00000

Artikelnummer



Trocken lagern.



Latexfrei

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



CADITEC Medical + Technic GmbH

Kilianstrasse 22

55543 Bad Kreuznach

Email: info@caditec-medizintechnik.de

Telefon 0049 (0) 6 71 - 3 03 29

Telefax 0049 (0) 6 71 - 92 03 59 44

www.caditec-medizintechnik.de